

BON USAGE DES PANSEMENTS

CLASSE	PROPRIETES	INDICATIONS	UTILISATION	REFERENCES & LABORATOIRES	Possibilité Remboursement	CONTRE INDICATIONS Janvier 2009	
HYDROCOLLOIDES	<ul style="list-style-type: none"> Absorbe les exsudats Forme un gel Non adhérent à la plaie 		<ul style="list-style-type: none"> Sur la plaie en débordant de 2-3 cm Laisser en place jusqu'à aspect translucide 1 cm autour de la plaie 	<ul style="list-style-type: none"> Algoplaque/Urgomed® Askina biofilm® Comfeel® € Duoderm® € Hydrocoll® Sureskin® Tegasorb® Suprasorb H® 	<ul style="list-style-type: none"> Urgo B. Braun Coloplast Convatec Hartmann Euromedex 3M Lohmann Rauscher 	OUI	<ul style="list-style-type: none"> Plaie infectée
HYDROGELS	<ul style="list-style-type: none"> Hydrate la plaie Ramollit la nécrose Stimule le processus de déterision 		<ul style="list-style-type: none"> Appliquer 5 mm d'épaisseur d'hydrogel sur la plaie sans débordant en peau saine Couvrir par pansement secondaire (film polyuréthane) Changement : 48 à 72h 	<ul style="list-style-type: none"> Askinagel® Duoderm gel® Hydrosorb® Intrasite gel® €€ Normgel/Hypergel® Nu-Gel® Purilon® Urgo hydrogel® Sureskin hydrogel® Suprasorb G® Hydroclean® 	<ul style="list-style-type: none"> B. Braun Convatec Hartmann Smith & Nephew Mölnlycke Johnson & Johnson Coloplast Urgo Euromedex Lohmann Rauscher Hartmann 	OUI (sauf certaines tailles Suprasorb®)	
HYDROCELLULAIRES 3 Couches : - Face interne : micro perforée - Couche mousse hydrophile - Face externe : film polyuréthane hydrophobe	<ul style="list-style-type: none"> Absorbe 10 fois son poids Pas de macération 		<ul style="list-style-type: none"> Appliquer en dépassant 2-3 cm Renouveler à saturation 	<ul style="list-style-type: none"> Allewyn® €€ Askina transorbent® €€ Biatain® Cellosorb® Combiderm® Cutinova® Lyomousse® Mepilex® Tielle® Permafoam® Suprasorb P® 	<ul style="list-style-type: none"> Smith & Nephew B. Braun Coloplast Urgo Convatec Smith & Nephew Seton Healthcare Mölnlycke Johnson & Johnson Hartmann Lohmann Rauscher 	OUI (Sauf Tielle Lite® 7*9cm)	<ul style="list-style-type: none"> Précaution : plaie sèche ou infectée
ALGINATES Extrait d'algue brune	<ul style="list-style-type: none"> Absorbe 15 fois son poids Maintient le milieu humide Hémostatique 		<ul style="list-style-type: none"> Poser alginate : - sur plaie infectée - sur plaie exsudative - sur plaie hémorragique Humidifier avec Sérum physiologique (Sauf si exsudat ou hémorragie importante) Renouveler à saturation 	<ul style="list-style-type: none"> Algisite M® Algostérel® €€ Askinasorb® €€ Melgisorb® Seasorb soft® Sorban® Sorbalgon® Suprasorb A® Urgosorb® 	<ul style="list-style-type: none"> Smith & Nephew Brothier B. Braun Mölnlycke Coloplast B. Braun Hartmann Lohmann & Rauscher Urgo 	OUI (Sauf Algisite M®, Suprasorb A®, Algostérel 30cm®)	<ul style="list-style-type: none"> Ne pas associer à des solutions alcalines Ne pas appliquer sur nécrose sèche
HYDROFIBRES 100% fibres hydrocolloïdes	<ul style="list-style-type: none"> Absorbe 30 fois son poids 		<ul style="list-style-type: none"> Ne pas humidifier Mettre sur plaie exsudative (infectée ou non) 	<ul style="list-style-type: none"> Aquacel® 	<ul style="list-style-type: none"> Convatec 	OUI	
TULLES NEUTRES Trame à large maille + corps gras	<ul style="list-style-type: none"> Maintient milieu humide Non absorbant +/- adhérent Sèche rapidement Risque arrachement bourgeon 		<ul style="list-style-type: none"> Sur plaie peu exsudative Appliquer 2 couches en débordant légèrement Renouvellement : 48 à 72 h 	<ul style="list-style-type: none"> Grassilind neutral® Jelonet® € Lomatuell H® Tulle gras Solvay® Vaselitulle® 	<ul style="list-style-type: none"> Hartmann Smith & Nephew Lohmann & Rauscher Solvay pharma Solvay pharma 	OUI (Sauf certaines tailles de Lomatuell H®)	<ul style="list-style-type: none"> Plaie exsudative
TULLES avec PRINCIPE ACTIF Trame à large maille + corps gras + principe actif	<ul style="list-style-type: none"> Idem + propriétés du principe actif 	Indication dépendante du principe actif	<ul style="list-style-type: none"> Antiseptique Huiles essentielles 	<ul style="list-style-type: none"> Bétadine Tulle® € Biogaze® 	<ul style="list-style-type: none"> MedaPharma Zambon France 	NON	<ul style="list-style-type: none"> Risque de sensibilisation sur utilisation chronique
INTERFACES Trame serrée + substance neutre +/- CMC	<ul style="list-style-type: none"> Non adhérent (indolore au retrait et respect du bourgeon) 		<ul style="list-style-type: none"> Appliquer en débordant légèrement Renouvellement : 2 à 7 jours 	<ul style="list-style-type: none"> Adaptic® Atrauman® Cuticerin® Mepitel® Physiotulle® Urgotul® 	<ul style="list-style-type: none"> Johnson & Johnson Hartmann Smith & Nephew Mölnlycke Coloplast Urgo 	OUI (Sauf Adaptic doigtier®, ni Atrauman®)	
PANSEMENT au CHARBON Tissu ou tricot de charbon actif +/- couche absorbante +/- enveloppe en non tissé +/- argent	<ul style="list-style-type: none"> Non adhérent Absorbe exsudats Inactive les germes 		<ul style="list-style-type: none"> Ne pas découper le pansement S'applique sec ou humidifié (Sérum physiologique) Renouveler à saturation ou tous les jours si infecté Peut être utilisé en pansement secondaire 	<ul style="list-style-type: none"> Actisorb Ag+® €€ (+argent) Askina carbosorb® Carboflex® Carbonet® Vliwaktiv® 	<ul style="list-style-type: none"> Johnson & Johnson B. Braun Convatec Smith & Nephew Lohmann & Rauscher 	OUI (Sauf Vliwaktiv®)	
PANSEMENT à l'Ag+ - Concentration d'Ag variable - Ag diffusé ou non	<ul style="list-style-type: none"> Bactéricide si forme ionisée 		<ul style="list-style-type: none"> Utilisation différente selon produit (voir notice) Ex : Acticoat® : humecter avec eau stérile (Cl avec le sérum physiologique) et maintenir humide 	<ul style="list-style-type: none"> Acticoat® PR €€€€€ Acticoat absorbent® Calgitrol Ag+® Actisorb Ag+® €€ Aquacel Ag+® Altreat Ag+® Biatain Ag+® laluset plus® Release Ag+® Urgotul Ag+® €€ 	<ul style="list-style-type: none"> Smith & Nephew Smith & Nephew B. Braun Johnson & Johnson Convatec Coloplast Coloplast Genevrier Johnson & Johnson Urgo 	NON OUI	<ul style="list-style-type: none"> Allergie Argyrisme? Cytotoxicité?
PANSEMENT à l'ACIDE HYALURONIQUE - Existe en crème, compresses imprégnées, spray, feuilles, micro granules	<ul style="list-style-type: none"> Prolifération et migration cellulaire Moderation de l'inflammation Favorise l'angiogenèse 		<ul style="list-style-type: none"> Nettoyer la plaie Appliquer : - 1 couche crème ou poudre si profond - 1 compresse ou feuille si superficiel Renouvellement 24h 	<ul style="list-style-type: none"> Effidia® Hyalogran® Hyalofill F® Hyalofill R® laluset® 	<ul style="list-style-type: none"> Johnson & Johnson Convatec Convatec Convatec Genevrier 	OUI (Sauf Effidia spray® ni gamme Hyalofill®)	
PANSEMENT avec INHIBITEUR de PROTEASE +/- collagène	<ul style="list-style-type: none"> Favorise la cicatrisation dirigée 		<ul style="list-style-type: none"> Nettoyer la plaie Mettre le pansement en place (après humidification pour le Promogran®) Recouvrir d'un pansement secondaire et maintenir l'humidité Renouvellement 1 à 2 fois par semaine 	<ul style="list-style-type: none"> Catrix® Promogran® PR €€€€€ Suprasorb C® €€€€ Celostart® (sans collagène) 	<ul style="list-style-type: none"> Valeant Johnson & Johnson Lohmann & Rauscher Urgo 	NON (Sauf Celostart®)	<ul style="list-style-type: none"> Tissu nécrotique Plaie infectée
FILMS AUTO-ADHESIFS Film transparent en polymère de synthèse (polyuréthane) enduit d'une masse adhésive hypoallergénique	<ul style="list-style-type: none"> Imperméable à l'eau mais laisse s'évaporer la vapeur d'eau Imperméable aux bactéries Protège du cisaillement et du frottement Transparent : contrôle visuel de la plaie 		<ul style="list-style-type: none"> Renouvellement 1 à 2 fois par semaine En prévention des escarres Plaie superficielle non exsudative A appliquer sur peau propre et sèche NB : pour retirer le pansement, étirer le film parallèlement à la peau 	<ul style="list-style-type: none"> Askinaderm® Dermofilm® Hydrap-ex® Hydrofilm® Opsite® Optiskin® Suprasorb F® Tegaderm® Visulin® 	<ul style="list-style-type: none"> B. Braun VYGON Hydrex Hartmann Smith & Nephew Urgo Lohmann & Rauscher 3M Hartmann 	OUI	<ul style="list-style-type: none"> Plaie infectée



Coûts approximatifs pour traiter une plaie de 100 cm² d'après les tarifs des pansements disponibles APHM 2008/2009:
 Moins de 0,5 euros : €
 De 0,5 à 1,5 euros : €€
 Plus de 6 euros : €€€€
 Plus de 8 euros : €€€€€

PR : Prescription restreinte après avis spécialisé



Assistance Publique
Hôpitaux de Marseille

Auteurs : Nguyen P, Wolber A, Degardin N, Ausias N, Duquenoay Martinot V, Magalon G - Chirurgie Plastique Reconstructrice et Esthétique - CHU Marseille / CHU Lille
26 avril 2010

