



CONDUITE A TENIR EN CAS DE PIQURE AVEC DU MATERIEL SOUILLÉ PAR UN CYTOSTATIQUE

OBJET

Décrire la démarche à suivre en cas de piqûre avec du matériel souillé par un cytostatique.

PERSONNES CONCERNEES

- ✗ Préparateurs en pharmacie
- ✗ IDE des services de soins

METHODE

 Limiter les effets immédiats et à long terme des cytostatiques

1. Soutirer le maximum de produit en faisant saigner abondamment. Si la piqûre est au doigt, retirer le gant.
2. Rincer à grande eau.
3. Laver au savon et rincer.
4. ☉ Si piqûre au doigt : ouvrir - fermer la main
☉ Si piqûre au bras : plier - déplier le bras
☉ Si une grande quantité de produit est injectée, soutirer le maximum de produit et traiter comme pour l'extravasation (Cf. protocole sur l'extravasation)
5. Déclarer l'incident au responsable du service.
6. Remplir une fiche d'événement indésirable.
7. Déclarer l'incident à la médecine du travail.
8. Si les symptômes persistent : consulter un médecin.



REDACTION	VERIFICATION	APPROBATION
Nom(s) & Fonction(s) Brigitte CHANET, pharmacien assistant	Nom : Nadine PLUJA-JEAN Fonction : pharmacien assistant Date : 02.07.2004	Nom : Françoise BLANC-LEGIER Fonction : pharmacien gérant Date : 07.07.2004
Date : 07.11.2003		